

## NEW LINE OF GRACEY CURETTES

### NUOVA LINEA DI CURETTE GRACEY



#### COLOUR CODED

All the standard curettes are available plus two additional lines with different handle and colour-coded for easy identification.

#### CODICE COLORE

La gamma di curette standard è completata da due nuove linee con manico diverso e codice colore per una facile identificazione.

#### A SUPERIOR CURETTE

Using a special new steel alloy MEDESYS has managed to create a superior curette with even sharper edges; greater hardness and excellent wear resistance of the blade guarantee for a more efficient and durable scaling even in case of intensive use.

#### UNA CURETTE SUPERIORE



Utilizzando una nuova speciale lega d'acciaio MEDESYS è riuscita a creare una curette di altissima qualità con affilatura di grado superiore; la maggior durezza e quindi resistenza all'usura della lama garantisce un curettage più efficace e duraturo nel tempo anche in caso di utilizzo molto intenso.

#### ARROW-SHAPE INDICATOR

An arrow-shape indicator on the handle shows the sharp side.

#### INDICATORE PARTE AFFILATA

Una piccola freccia sul manico indica il lato affilato della punta.




#### NEW SPECIAL STEEL

Thanks to the special steel alloy the blades remain sharper longer, even after prolonged use thus reducing considerably the need and time spent on re-sharpening.

#### NUOVA LEGA D'ACCIAIO

Grazie alla speciale lega d'acciaio le lame restano affilate molto più a lungo, anche in caso di un utilizzo prolungato, riducendo notevolmente la necessità di interventi di riaffilatura.



#### DALILA: NEW MEDESYS HANDLE

The new curettes are enriched by Dalila exclusive handle, its ergonomic design ensures a very stable grip and greater comfort during use. Conceived and realized to facilitate any cleaning operation, it enables a more practical and secure sterilization.

#### DALILA: NUOVO MANICO MEDESYS

Le nuove curette sono impreziosite dal manico Dalila, un nuovo design ergonomico in grado di agevolare la presa e garantire un maggior comfort durante l'uso. Progettato per rendere più pratica, semplice e sicura la pulizia e la sterilizzazione.



#### ACCURATE AND REFINED FEATURES

High quality standards both on the size accuracy and on the elegance of the forms; our skilled craftsman hand finish the curettes to reach a superior degree of sharpness on each blade, a very delicate and valuable treatment.

#### FINITURE ACCURATE

Elevati standard di qualità per precisione di misure ed accuratezza delle forme; inoltre i nostri abili artigiani garantiscono un'affilatura superiore in ogni singola lama, processo molto delicato ed importante.

## GRACEY CURETTES COMPARISON

### CURETTE GRACEY A CONFRONTO



**GRACEY CURETTES "RIGID TYPE":** have a thicker and less flexible shank than standard Gracey. Used for treatments usually performed with a scaler.


**GRACEY CURETTES "LONG TYPE":** have a longer shank, 3mm longer than standard Gracey and enable deep reaching into the periodontal pockets.

**GRACEY CURETTES "SHORT TYPE":** having the same characteristics as "long type" except for the cutting end, which is shorter to allow easier sub-gingival insertion even in the deepest and narrow periodontal pockets.


**GRACEY CURETTES "TIPO RIGIDO":** curette con stelo più grosso e meno flessibile rispetto la Gracey tradizionale. Utili in operazioni che abitualmente richiedono l'utilizzo di scalers.

**GRACEY CURETTES "TIPO LUNGO":** curette con stelo più lungo di 3mm rispetto la Gracey tradizionale, con lo scopo di intervenire in profondità nelle tasche parodontali.

**GRACEY CURETTES "TIPO CORTO":** curette con la stessa caratteristica della "tipo lungo" con la differenza di avere la parte terminale più corta, al fine di poter intervenire nelle tasche parodontali profonde e strette.




GRACEY CURETTES  
GRACEY CURETTES



GRACEY CURETTES "RIGID TYPE"  
GRACEY CURETTES "TIPO RIGIDO"



GRACEY CURETTES "LONG TYPE"  
GRACEY CURETTES "TIPO LUNGO"




GRACEY CURETTES "SHORT TYPE"  
GRACEY CURETTES "TIPO CORTO"

## DALILA HANDLE OPTIONS

### VARIETÀ MANICI DALILA

#### HL8

Hollow handle  $\varnothing$  8 mm  
Manico vuoto  $\varnothing$  8 mm



#### HL10

Hollow handle  $\varnothing$  10 mm  
Manico vuoto  $\varnothing$  10 mm




#### C8

Hollow handle  $\varnothing$  8 mm with color ring  
Manico vuoto  $\varnothing$  8 mm con anello colorato



#### AL

Aluminium handle anodized  $\varnothing$  8 mm  
Manico in alluminio anodizzato  $\varnothing$  8 mm






# GRACEY STANDARD

## GRACEY STANDARD




Single cutting edge  
Affilatura singola



70° from shank  
70° rispetto allo stelo



625/KIT.HL8  
625/KIT.HL10  
625/KIT.C8  
625/KIT.AL



**AL** Aluminium handle anodized  $\varnothing$  8 mm (as shown)  
Manico in alluminio anodizzato  $\varnothing$  8 mm (come da foto)


(1:1 scale / scala 1:1)

625/1-2.HL8	625/3-4.HL8	625/5-6.HL8	625/7-8.HL8	625/9-10.HL8	625/11-12.HL8	625/13-14.HL8	625/15-16.HL8
625/1-2.HL10	625/3-4.HL10	625/5-6.HL10	625/7-8.HL10	625/9-10.HL10	625/11-12.HL10	625/13-14.HL10	625/15-16.HL10
625/1-2.C8	625/3-4.C8	625/5-6.C8	625/7-8.C8	625/9-10.C8	625/11-12.C8	625/13-14.C8	625/15-16.C8
<b>625/1-2.AL</b>	<b>625/3-4.AL</b>	<b>625/5-6.AL</b>	<b>625/7-8.AL</b>	<b>625/9-10.AL</b>	<b>625/11-12.AL</b>	<b>625/13-14.AL</b>	<b>625/15-16.AL</b>
Anterior	Anterior	Anterior	Buccal/Lingual	Buccal/Lingual	Mesial/Premolar/Molar	Distal/Premolar/Molar	Mesial/Premolar/Molar

**GRACEY RIGID TYPE**  
GRACEY TIPO RIGIDO



628/KIT.HL8  
628/KIT.HL10  
628/KIT.C8



**HL8** Hollow handle  $\varnothing$  8 mm (as shown)  
Manico vuoto  $\varnothing$  8 mm (come da foto)

(1:1 scale / scala 1:1)

**628/1-2.HL8**

628/1-2.HL10  
628/1-2.C8

Anterior

**628/3-4.HL8**

628/3-4.HL10  
628/3-4.C8

Anterior

**628/5-6.HL8**

628/5-6.HL10  
628/5-6.C8

Anterior

**628/7-8.HL8**

628/7-8.HL10  
628/7-8.C8

Buccal/Lingual

**628/9-10.HL8**

628/9-10.HL10  
628/9-10.C8

Buccal/Lingual

**628/11-12.HL8**

628/11-12.HL10  
628/11-12.C8

Mesial/Premolar/Molar

**628/13-14.HL8**

628/13-14.HL10  
628/13-14.C8


Distal/Premolar/Molar



PERIODONTAL / PARODONTOLOGIA



669/KIT.HL8  
669/KIT.HL10  
669/KIT.C8



**C8** Hollow handle  $\varnothing$  8 mm with color ring (as shown)  
Manico vuoto  $\varnothing$  8 mm con anello colorato (come da foto)

(1:1 scale / scala 1:1)

669/1-2.HL8  
669/1-2.HL10

**669/1-2.C8**

Anterior

669/3-4.HL8  
669/3-4.HL10

**669/3-4.C8**

Anterior

669/5-6.HL8  
669/5-6.HL10

**669/5-6.C8**

Anterior

669/7-8.HL8  
669/7-8.HL10

**669/7-8.C8**

Buccal/Lingual

669/9-10.HL8  
669/9-10.HL10

**669/9-10.C8**

Buccal/Lingual

669/11-12.HL8  
669/11-12.HL10

**669/11-12.C8**

Mesial/Premolar/Molar

669/13-14.HL8  
669/13-14.HL10


**669/13-14.C8**

Distal/Premolar/Molar

**GRACEY LONG TYPE**  
GRACEY TIPO LUNGO



679/KIT.HL8  
679/KIT.HL10  
679/KIT.C8



**HL10** Hollow handle  $\varnothing$  10 mm (as shown)  
Manico vuoto  $\varnothing$  10 mm (come da foto)

(1:1 scale / scala 1:1)

679/1-2.HL8	679/3-4.HL8	679/5-6.HL8	679/7-8.HL8	679/9-10.HL8	679/11-12.HL8	679/13-14.HL8
<b>679/1-2.HL10</b>	<b>679/3-4.HL10</b>	<b>679/5-6.HL10</b>	<b>679/7-8.HL10</b>	<b>679/9-10.HL10</b>	<b>679/11-12.HL10</b>	<b>679/13-14.HL10</b>
679/1-2.C8	679/3-4.C8	679/5-6.C8	679/7-8.C8	679/9-10.C8	679/11-12.C8	679/13-14.C8
Anterior	Anterior	Anterior	Buccal/Lingual	Buccal/Lingual	Mesial/Premolar/Molar	Distal/Premolar/Molar



PERIODONTAL / PARODONTOLOGIA



# UNIVERSAL CURETTES

## CURETTES UNIVERSALI



Double cutting edge  
Affilatura doppia



90° from shan  
90° rispetto allo stelo



**626/2.HL8**

Langer 1/2

Mandibular posterior



**626/4.HL8**

Langer 3/4

Maxillary posterior



**626/6.HL8**

Langer 5/6

Mandibular and  
maxillary anterior



**627/2.HL8**

Columbia 2R/2L

Anterior



**627/4.HL8**

Columbia 4R/4L

Posterior



**627/14.HL8**

Columbia 13/14

Universal



**623/412.HL8**

411/412

Universal



**623/414.HL8**

413/414

Universal



**624/2.HL8**

Goldman-Fox 2

Anterior



**624/3.HL8**

Goldman-Fox 3

Posterior



**624/4.HL8**

Goldman-Fox 4

Posterior







**629/14.HL8**  
Mc Call 13/14  
Posterior



**629/15.HL8**  
Mc Call 13S/14S  
Pointed



**629/17.HL8**  
Mc Call 17/18  
Narrow for molars



**629/19.HL8**  
Mc Call 17S/18S  
Narrow for molars



**629/20.HL8**  
Mc Call 19/20



**623/1.HL8**  
Barnhart 1/2  
Posterior



**623/5.HL8**  
Barnhart 5/6  
Posterior



**656/1.HL8**  
ME-1



**633/17.HL8**  
Indiana University 17/18  
Posterior



**633/8.HL8**  
Younger-Good 7/8





**622/1-2.HL8**  
Debridement N. 1-2  
Buccal/Lingual

**622/3-4.HL8**  
Debridement N. 3-4  
Mesial/Distal

**622/5-6.HL8**  
Debridement N. 5-6  
Mesial/Distal

**622/7-8.HL8**  
Debridement N. 7-8  
Mesial/Distal

**DEBRIDEMENT:**  
Used to clean up after  
the ultrasonic scaler.  
Usate per ripulire dopo  
il detartraggio ad ultrasuoni.



**632/1.HL8**  
De Marco 1  
Anterior



**632/2.HL8**  
De Marco 2  
Anterior



**620/1.HL8**  
Kramer N. 1



**620/2.HL8**  
Kramer N. 2



**620/3.HL8**  
Kramer N. 3

**KRAMER:**  
Perio-Curettes, more rigid for removal  
of heavy subgingival deposits.  
Perio-Curettes, più rigide per rimuovere  
grossi depositi subgengivali.




# SCALERS

## SCALERS



Double cutting edge  
Affilatura doppia



90° from shank, pointed  
90° rispetto allo stelo, a punta



**640/24.HL8**  
204



**640/6.HL8**  
204 N  
As 204 but longer  
Come 204 ma più lungo



**640/1.HL8**  
204 S  
Posterior



**640/7.HL8**  
204 S Thin  
As 204 S but thinner  
Come 204 ma più fino



**640/5.HL8**  
204 SD  
Posterior/Distal



**640/23.HL8**  
Ball 2-3



**640/107.HL8**  
Cattoni 107-108  
Posterior



**640/3.HL8**  
Cl 2/3



**640/2.HL8**  
Crane-Kaplan CK6



**640/13.HL8**  
Taylor 2/3





**651/8.HL8**  
Hygienist H5



**651/9.HL8**  
Jaquette H3-H4



**651/11.HL8**  
Hygienist H6-H7  
Universal anterior  
and premolar




**651/12.HL8**  
Hygienist H6-H7 Thin  
As H6-H7 but thinner  
Come H6-H7 ma più fino



**653/U15.HL8**  
Towner U15



**651/U15-30.HL8**  
Towner U15  
Jaquette J30  
Anterior



**651/U15-33.HL8**  
Towner U15  
Jaquette J33  
Anterior



**651/H5-30.HL8**  
Hygienist H5  
Jaquette J30  
Anterior




**651/H5-33.HL8**  
Hygienist H5  
Jaquette J33  
Anterior





Double cutting edge  
Affilatura doppia



90° from shank, pointed  
90° rispetto allo stelo, a punta

90°



**651/30-33.HL8**  
Jaquette  
Anterior



**651/31-32.HL8**  
Jaquette  
Posterior



**651/34-35.HL8**  
Jaquette  
Posterior



**651/37-38.HL8**  
Posterior



**624/1.HL8**  
Goldman-Fox 1



**624/21.HL8**  
Goldman-Fox 21



**624/00.HL8**  
Morse 0/00  
Anterior



**639/23.HL8**  
Swiss type Universal  
Posterior



**639/24.HL8**  
Swiss type  
Rounded



**629/12.HL8**  
Mc Call 11/12



**629/13.HL8**  
Mc Call 11A/12A





**654**  
Mitchell  
Osteo Trimmer

**655**  
Cumine

**653/1**  
Williger



**652/50**  
Darby-Perry 1R-1L

**653/11**  
Darby-Perry 1R  
**Right**  
Destro

**653/12**  
Darby-Perry 1L  
**Left**  
Sinistro




**621/128.HL8**  
Nebraska 128  
Anterior



(1:1 scale / scala 1:1)

**6166**  
Silicone rings for organizing and identifying instruments. Box of 120 pcs in assorted colors. Anelli in silicone per organizzare e identificare gli strumenti. Scatola da 120 pz in colori assortiti.



**PERIODONTAL HOES**  
SCALPELLI PARODONTALI



**550/6-7.HL8**

Orban 6-7

Mesial/Distal

**550/8-9.HL8**

Orban 8-9

Buccal/Lingual



**551/1.HL8**

Hoe – Anterior

Labial/Lingual

**551/3.HL8**

Hoe – Lateral

Buccal/Lingual

**551/5.HL8**

Hoe – Posterior

Mesial/Distal



**624/5.HL8**

Goldman-Fox 5

Buccal/Lingual

**624/6.HL8**

Goldman-Fox 6


Mesial/Distal



Sharpening process  
Processo di affilatura



(1:1 scale / scala 1:1)



**626/2Ti.HL8**  
**626/2Ti.HL10**

Langer 1/2

**Titanium**  
Titanio

**627/4Ti.HL8**  
**627/4Ti.HL10**

Columbia 4R/4L

**Titanium**  
Titanio

**669/1-2Ti.HL8**  
**669/1-2Ti.HL10**

Gracey Short type

**Titanium**  
Titanio

**669/5-6Ti.HL8**  
**669/5-6Ti.HL10**

Gracey Short type

**Titanium**  
Titanio

**669/7-8Ti.HL8**  
**669/7-8Ti.HL10**

Gracey Short type

**Titanium**  
Titanio

**669/11-12Ti.HL8**  
**669/11-12Ti.HL10**

Gracey Short type

**Titanium**  
Titanio

**669/13-14Ti.HL8**  
**669/13-14Ti.HL10**

Gracey Short type

**Titanium**  
Titanio



## 1671/3

Perimplantite Kit  
Kit Perimplantite

Content / Contenuto:

<b>548/4 PT</b>	Probe CP15
<b>627/4Ti.HL8</b>	Curette Columbia 4R/4L Titanium
<b>651/11Ti.HL8</b>	Scaler H6-H7 Titanium
<b>669/5-6Ti.HL10</b>	Gracey short type Titanium
<b>669/7-8Ti.HL10</b>	Gracey short type Titanium
<b>669/11-12Ti.HL10</b>	Gracey short type Titanium
<b>669/13-14Ti.HL10</b>	Gracey short type Titanium
<b>980/9</b>	Gammafix tray Doi

(1:1 scale / scala 1:1)



**640/1Ti.HL8**  
**640/1Ti.HL10**

Scaler 204 S

**Titanium**  
Titanio

**640/5Ti.HL8**  
**640/5Ti.HL10**

Scaler 204 SD

**Titanium**  
Titanio

**651/11Ti.HL8**  
**651/11Ti.HL10**

Hygienist H6/H7

**Titanium**  
Titanio




### KIT PERIMPLANTITE

The bacterial aggression observed on the neck portion of the implants is similar to the bacterial aggression observable at the muco-gingival junction of the tooth. The stainless steel instruments may contaminate the titanium made implants while plastic instruments do not fully remove the failing tissues around the implant. Hence the need of using instruments made of titanium, the unique solution for a real efficient and fully safe handling on and close to the implants sites. Blue colour for a simple and fast identification of titanium tips, from standard gray of stainless steel. MEDESY Perimplantite kit includes 4 curettes "Short Type"; 1 curette Columbia; 2 Scalers; 1 periodontal probe.

L'aggressione batterica osservata nel collo degli impianti è simile a quella presente a livello della giunzione muco gengivale del dente. Gli strumenti in acciaio possono contaminare il titanio degli impianti, mentre quelli in plastica non sono in grado di rimuovere in modo efficiente la parte in oggetto. Da qui la necessità di usare strumenti in titanio, la soluzione sicuramente più adeguata per una gestione del problema efficiente ed in piena sicurezza in prossimità degli impianti. Il colore blu delle punte, serve per identificare in modo semplice e sicuro il titanio impiegato, rispetto al tradizionale acciaio.

Il kit Perimplantite di MEDESY è composto da: 4 curettes "Tipo Corto"; 1 curette Columbia; 2 scaler; 1 sonda parodontale.



**634/7.HL8**

Goldman-Fox N.7

**634/8.HL8**

Goldman-Fox N.8

**634/9.HL8**

Goldman-Fox N.9

**634/11.HL8**

Goldman-Fox N.11

**635/4.HL8**

Buck 3-4

**635/6.HL8**

Buck 5-6

**636/2.HL8**

Sanders 1/2

**636/5.HL8**

Sanders 4/5

**637/20.HL8**

USC Towner 19/20

**638/3.HL8**

Crane-Caplan CK3

**646/3.HL8**

Kirkland 15-16

**645/1**

Kirkland 16

**Left**  
Sinistro

**645/2**

Kirkland 15

**Right**  
Destro

**648/3.HL8**

Orban 1/2

**647/1**

Orban 1

**Left**  
Sinistro

**647/2**

Orban 2


**Right**  
Destro

# PERIODONTAL FILES

## LIME PARODONTALI



(1:1 scale / scala 1:1)



**649/3-7**  
**649/3-7.HL8**  
Hirschfeld N. 3

**649/5-11**  
**649/5-11.HL8**  
Hirschfeld N. 5

**649/9-10**  
**649/9-10.HL8**  
Hirschfeld N. 9

**650/2**  
**650/2.HL8**  
Buck 11/12

**650/4**  
**650/4.HL8**  
Schluger 9/10  
Curved

**650/10**  
**650/10.HL8**  
Sugarman 3S/4S  
Buccal – Lingual

**650/12**  
**650/12.HL8**  
Sugarman 1S/2S  
Mesial – Distal



PERIODONTAL / PARODONTOLOGIA

(1:1 scale / scala 1:1)

1,8 mm

2,0 mm

2,2 mm



**642/1**  
**642/1.HL8**  
Fedi N. 1

**642/2**  
**642/2.HL8**  
Fedi N. 2

**643/3**  
**643/3.HL8**  
Ochsenbein N. 3

**642/3**  
**642/3.HL8**  
Ochsenbein N. 4

**643/37**  
**643/37.HL8**  
Rhodes  
Back-Action 36/37

**643/13.HL8**  
Kirkland 13K

**643/14.HL8**  
Kirkland 13K-TG

3,0 mm

3,0 mm



**1021/1**

Left  
Sinistra



**1021/2**

Right  
Destra



**645/3**  
**645/3.HL8**  
TG

**641/3**  
**641/3.HL8**  
TG-0

**630/1**  
Zerfing


**Pocket marking  
tweezers**  
Pinzette  
segnatasche

**1021/1**  
Crane-Kalplan  
**Left**  
Sinistra

**1021/2**  
Crane-Kalplan  
**Right**  
Destra




### SHARP CURETTE (CROSS SECTION) / CURETTE TAGLIENTE (SEZIONE)



**SHARP INSTRUMENTS REMOVE ENTIRE DEPOSIT**

STRUMENTI TAGLIANTI RIMUOVONO I DEPOSITI

### DULL CURETTE (CROSS SECTION) / CURETTE SMUSSATA (SEZIONE)



**DULL INSTRUMENTS ONLY "BURNISH" OR REMOVE PART OF A DEPOSIT**

STRUMENTI SMUSSATI "LISCIANO" OVVERO RIMUOVONO I DEPOSITI SOLO IN PARTE

#### 6169

Sharpening tester, pcs 4  
Barretta test affilatura, pz 4



### “ MEDESY IN SPOT

#### HOW TO SHARPEN A GRACEY?

*After lubricating the stone with a specific sharpening oil, lay the tip of the curette on the upper part of the stone by angling the handle at 60°/70° to the stone.*

*To start the sharpening move the blade forwards and backwards over the stone through regular movements, but apply pressure when pushing the instrument backwards.*

#### COME AFFILARE UNA GRACEY?

*Dopo aver lubrificato la pietra con l'apposito olio, si procede ponendo la punta della curette nella parte alta della pietra formando un angolo di circa 60°/70°. Dopodiché con dei brevi movimenti regolari dall'alto verso il basso inizia l'operazione di affilatura, ricordiamoci che la pressione della mano si esercita solamente nel movimento dall'alto verso il basso.*

”


# SHARPENING STONES

## PIETRE PER AFFILARE



### 1200


Arkansas extra fine  
mm 3/6×30×100



**Arkansas extra fine, white**  
Pietra Arkansas grana extra fine, bianco

### 1202


India medium  
mm 3/10×45×100



**India medium, red**  
India grana media, rosso

### 1204

Natural stone  
mm 10×30×100



**Tiger fine natural stone, use with water**  
Pietra naturale grana fine tipo Tiger, utilizzare con acqua

### 1208

Arkansas extra fine  
ø mm 10×100



**Arkansas extra fine, white**  
Pietra Arkansas grana extra fine, bianco

### 1210

Arkansas extra fine conical  
ø mm 3/10×100



**Arkansas extra fine, white**  
Pietra Arkansas grana extra fine, bianco

### 1201

Sharpening oil, 50 ml  
Olio per affilatura, 50 ml



**Medesy's pre-sharpening oil prevents damaging tips and keeps stones free from metal residual**

Olio pre-affilatura di Medesy, agevola l'affilatura riducendo rischi, mantenendo pulite le pietre da residui metallici



## KIT PERIODONTAL CLASSIC

### KIT STRUMENTARIO PARODONTALE CLASSICO

#### 1671/1

Kit periodontal classic  
Kit strumentario parodontale classic

Content / Contenuto:

1124	Tweezer Meriam
1200	Sharpening stone Arkansas
4905/8	Handle with mirror N. 5
548/4 PT	Probe CP15
625/5-6.HL8	Gracey curette
625/7-8.HL8	Gracey curette
625/11-12.HL8	Gracey curette
625/13-14.HL8	Gracey curette
633/8.HL8	Curette Younger-Good
651/11.HL8	Scaler H6-H7
980/9	Gammatrix tray Doi



## KIT PROPHYLAXIS CLASSIC

### KIT IGIENE CLASSICO

#### 1671/6

Kit prophylaxis classic  
Kit igiene classico

Content / Contenuto:

625/5-6.HL8	Gracey curette
625/7-8.HL8	Gracey curette
625/11-12.HL8	Gracey curette
625/13-14.HL8	Gracey curette
640/1.HL8	Scaler 204S
978	Gammatrix tray Un





# KIT PERIODONTAL ADVANCED

## KIT STRUMENTARIO PARODONTALE ADVANCED




### 1671/2

Kit periodontal Advanced  
Kit parodontale Advanced

Content / Contenuto:

1021/1	Pocket marking tweezer
1021/2	Pocket marking tweezer
1200	Sharpening stone Arkansas
3512	Scissor Iris Curved
548/4 PT	Probe CP15
633/8.HL8	Curette Younger-Good
634/7.HL8	Periodontal knife Goldman-Fox N. 7
634/9.HL8	Periodontal knife Goldman-Fox N. 9
634/11.HL8	Periodontal knife Goldman-Fox N. 11
651/U15-33.HL8	Scaler Towner-Jaquette
669/1-2.HL8	Gracey curette short type
669/5-6.HL8	Gracey curette short type
669/7-8.HL8	Gracey curette short type
669/11-12.HL8	Gracey curette short type
669/13-14.HL8	Gracey curette short type
851/HP3	Periosteal HP3
882	Periosteal Molt N. 9
981/19	Gammatrix tray Quatri





### 1953/KIT

Kit periodontal surgery  
Kit per chirurgia parodontale

Content / Contenuto:

<b>1007/A</b>	De Bakey atraumatic tweezer
<b>1922/A-TC</b>	Needle holder Castroviejo 140 mm
<b>3628</b>	Micro surgical scissor spring action
<b>3638</b>	Handle for micro blades
<b>548/5</b>	Probe WHO
<b>555/23</b>	Explorer N. 23
<b>625/5-6.HL8</b>	Gracey curette
<b>625/7-8.HL8</b>	Gracey curette
<b>625/11-12.HL8</b>	Gracey curette
<b>625/13-14.HL8</b>	Gracey curette
<b>640/1.HL8</b>	Scaler 204 S
<b>852/HP3</b>	Periosteal HP3
<b>907</b>	Retractor Minnesota University
<b>910/3</b>	Suction tube
<b>981/20</b>	Gammatrix tray Cinc

Content can be changed upon request  
Su richiesta il contenuto può essere cambiato



## 1951/KIT

### Kit periodontal surgery

Kit per chirurgia parodontale


Content / Contenuto:

<b>1040/0,6-0Y</b>	Periodontal tweezer Gerald
<b>1925/B-TC</b>	Needle holder Crile-Ryder 150 mm
<b>3525/TC</b>	Scissor La Grange
<b>3633</b>	Scalpel handle
<b>3638</b>	Handle for micro blades
<b>4865</b>	Endo gun straight
<b>4905/8 + N. 5</b>	Mirror handle + Mirror N. 5
<b>4908/P</b>	Micro mirror
<b>523/1</b>	Plugger MT1
<b>660/1</b>	Bone curette Hemingway N. 1
<b>661/87</b>	Bone curette Lucas N. 87
<b>882</b>	Periosteal Molt N. 9
<b>886</b>	Retractor Senn-Miller
<b>910/3</b>	Suction tube
<b>920/2</b>	Retractor Gillies
<b>981/20</b>	Gammatrix tray Cinc

Content can be changed upon request

Su richiesta il contenuto può essere cambiato





**3638/69**

Micro blade N. 69  
Micro lama N. 69

**3638/Ti** (mm 135)

Handle for micro blades  
Manico per microchirurgia

Titanium / Titanio

**851/HP3 Ti**

Periosteal HP3

Titanium / Titanio

**871/2-4 Ti**

Periosteal Molt

Titanium / Titanio

**1141** (mm 150)

Micro tweezer  
Micro pinzetta

Titanium / Titanio

**1971** (mm 180)

Micro scissors  
Micro forbici

Titanium / Titanio

**2012** (mm 180)

Micro needleholder  
Micro porta aghi

Titanium / Titanio

### 1671/7

Micro periodontal surgery kit  
Kit per microchirurgia parodontale

Content / Contenuto:

<b>1141</b>	Micro tweezer Titanium curved
<b>1971</b>	Micro scissor Titanium curved
<b>2012</b>	Micro needle holder Titanium curved
<b>3638/Ti</b>	Handle for micro blades Titanium
<b>3638/69</b>	Micro blades N. 69, package 25 pcs (not shown)
<b>851/HP3 Ti</b>	Periosteal HP3 Titanium
<b>871/2-4 Ti</b>	Periosteal Molt Titanium
<b>980/10</b>	Gammatrix tray Tre

Content can be changed upon request  
Su richiesta il contenuto può essere cambiato

